

ロータロッド (マウス用)

ROTA-ROD TREADMILL 370 (for mice)



仕様

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| 1) 対象動物 | マウス |
| 2) レーン数 | 4 |
| 3) レーン幅 | 50mm |
| 4) 軸径 | 30mm |
| 5) 遮蔽壁径 | 250mm |
| 6) 落下距離 | 155mm |
| | |
| 7) 回転速度 | 6~42rpm 1rpm 単位で設定可能 |
| 8) 加速(スローアップ)時間 | 1~30秒 1秒単位で設定可能 |
| 9) 落下検知方法 | 赤外線ビームセンサー方式 |
| 10) 操作、設定、表示 | スイッチ及びタッチパネル方式 |
| 11) 計測開始トリガー | 回転開始、スイッチ、回転数、選択可能 |
| 12) 計測表示 | タッチパネル上に4桁(最大9999秒)表示 |
| 13) 糞尿受皿付き | |
| 14) 大きさ | 325mm(w)×360mm(D)×380mm(H) 突起部除く |
| 15) 電源 | AC100V 50/60Hz 150VA |

総発売元 **株式会社 バイオ・メディカ**

〒550-003 大阪市西区京町堀2丁目2-10

TEL 06-6443-9666(代) FAX 06-6443-3491

E-mail info@bio-medica.co.jp