


COBAS N-V 痙攣行動観察システム

COBAS N-Vは痙攣行動観察が行えます。発生時の映像と波形を収録する装置です。
主として てんかんラットに使用されます。
映像と波形を同期させ、解析記録装置で画面表示及び、パソコンでの表示、
プリントアウト等が出来ます。



構成

- ・解析記録装置
- ・センサーアンプ
- ・カメラ
- ・ケージ固定具
- ・振動信号が閾値を越えたとき(トリガー時)に記録を開始します。
- ・トリガー前 0～999秒の間で設定し記録を開始します。
- ・記録中又は再生中にディスプレイ上の画像にアナログ信号のバーグラフ表示やアナログ信号波形を重ねて表示できます。

総発売元 **株式会社 バイオ・メディカ**

〒550-003 大阪市西区京町堀2丁目2-10

TEL 06-6443-9666(代) FAX 06-6443-3491

E-mail info@bio-medica.co.jp